



BLOCCOIKE OPÉRATOIRE

SAS S.I.C.A.H.

Domaine "Les Merisiers" - Lieu dit Les Merisiers - MONTRETOUT

77660 ST JEAN LES DEUX JUMEAUX

Tél. : 01 60 01 20 51 - Fax : 01 60 01 21 31

Mail : sicah2@wanadoo.fr



GAMME PANIERS



- > 100 % fil d'acier inoxydable 18/10
- > Finition polissage électrolytique
 - > Poignée de préemption
 - > Empilables
- > Adaptables sur chariots et rails muraux



Nos modèles normalisés s'adaptent à chaque modèle d'autoclave.

PANIERS STANDARDS

Références	Dimensions
N.02 403	600 x 300 x 150
N.02 404	600 x 300 x 300
N.02 406	600 x 400 x 150
N.02 405	600 x 400 x 300
N.02 413	400 x 300 x 150
N.02 414	400 x 300 x 300

PANIERS ÉCHANCRÉS

Références	Dimensions
N.02 410	600 x 300 x 150
N.02 408	600 x 300 x 300
N.02 409	600 x 400 x 150
N.02 407	600 x 400 x 300
N.02 412	400 x 300 x 150
N.02 411	400 x 300 x 300

SÉPARATEURS

Références	Dimensions	Références	Dimensions
N.02 468	300 x 150	N.02 474	600 x 150
N.02 469	300 x 300	N.02 472	600 x 300
N.02 471	400 x 150	N.02 473	600 x 400
N.02 470	400 x 300		

SAS S.I.C.A.H.

Domaine "Les Merisiers" - Lieu dit Les Merisiers - MONTRETOUT

77660 ST JEAN LES DEUX JUMEAUX

Tél. : 01 60 01 20 51 - Fax : 01 60 01 21 31

Mail : sicah2@wanadoo.fr



CORBEILLE INOX



- > 100 % acier inoxydable
- > 10/18 polissage électrolytique
 - > Grande échancrure en facade
- > S'adapte sur chariots de transports ou rails muraux



ACCESSOIRES : séparateurs en fils acier inoxydable 18/10 permettant le cloisonnement des corbeilles.

Références	Dimensions	Séparateurs compatibles	Dimensions séparateurs
N.08001	400 x 300 x 150	N.080010	300 x 150
N.08002	400 x 300 x 300	N.080011	300 x 300
N.08003	600 x 300 x 150	N.080010	300 x 150
N.08004	600 x 300 x 300	N.080011	300 x 300

SAS S.I.C.A.H.

Domaine "Les Merisiers" - Lieu dit Les Merisiers - MONTRETOUT

77660 ST JEAN LES DEUX JUMEAUX

Tél. : 01 60 01 20 51 - Fax : 01 60 01 21 31

Mail : sicah2@wanadoo.fr

ÉTAGÈRES MULTIFONCTIONS



- > 100 % Inox 18/10
- > Finition polissage électrolytique
- > Adaptables sur chariots ou rails muraux

SIMPLES		DOUBLES	
Références	Dimensions	Références	Dimensions
N.02 446	600 x 180 x 150	N.02 449	600 x 180 x 300
N.02 447	600 x 200 x 150	N.02 450	600 x 300 x 300
N.02 448	600 x 400 x 150	N.02 451	600 x 400 x 300

CONSOLES MONITORAGES



- > 100 % acier inoxydable ou résine HPL*
- > Adaptables sur chariots ou rails muraux

INOX		RÉSINE HPL*	
Référence	Dimensions	Référence	Dimensions
N.02 443	600 x 400	N.02 444	600 x 400

CONSOLES ÉCRITOIRES ou MONITORAGES



- > 100 % acier inoxydable
- > Adaptables sur chariots ou rails muraux

SIMPLES		3 REBORDS	
Références	Dimensions	Références	Dimensions
N.07 140 01	400 x 300	N.07 140 02	400 x 300
N.07 141 01	400 x 400	N.07 141 02	400 x 400
N.07 142 01	600 x 300	N.07 142 02	600 x 300

SAS S.I.C.A.H.

Domaine "Les Merisiers" - Lieu dit Les Merisiers - MONTRETOUT

77660 ST JEAN LES DEUX JUMENTS

Tél. : 01 60 01 20 51 - Fax : 01 60 01 21 31

Mail : sicah2@wanadoo.fr



PANIER À GANTS

- > Structure 100 % fil Inox 18/10
- > Finition polissage électrolytique
- > Adaptables sur rails ou chariots

Parfaitement adaptés au stockage des gants.

Références Capacités Dimensions

N.02 459 6 600 x 150 x 150

N.02 460 12 600 x 300 x 150



ÉTAGÈRES À SUTURE



- > Structure 100 % fil Inox 18/10
- > Finition polissage électrolytique
- > Adaptables sur rails ou chariots

Parfaitement adaptés au stockage des boîtes à ligatures.

Références Capacités Dimensions

N.02 440 2 niveaux
(soit 10 boîtes) 600 x 155 x 210

N.02 441 4 niveaux
(soit 20 boîtes) 600 x 180 x 400

SUPPORTS BAC À BEC

- > 100 % acier inoxydable 18/10 - 1 face polie
- > Destinés à recevoir les bacs à bec P - M - GM
- > Adaptables sur chariots ou rails muraux

Références Capacités Dimensions

N.02 454 simple 655 x 100 x 20

N.02 455 double 655 x 295 x 20



SAS S.I.C.A.H.

Domaine "Les Merisiers" - Lieu dit Les Merisiers - MONTRETOUT

77660 ST JEAN LES DEUX JUMENTS

Tél. : 01 60 01 20 51 - Fax : 01 60 01 21 31

Mail : sicah2@wanadoo.fr



SUPPORT BACS DE DÉCONTAMINATION



- > 100 % fil acier inoxydable 18/10
- > Finition polissage électrolytique
- > Emplacement pour recevoir le couvercle
- > Adaptable sur rails ou chariots

Parfaitement adapté au dépôt de bac 530.

Référence	Dimensions
N.02 434	600 x 310 x 140

SUPPORT CONTENEURS OUVERT



- > 100 % fil acier inoxydable 18/10
- > Finition polissage électrolytique
- > Adaptable sur rails ou chariots

Destiné au stockage de conteneurs, sondes, catheters et autres.

Référence	Dimensions
N.02 435	550 x 310 x 170

SUPPORT BACS DE DÉCONTAMINATION 620 OU CONTENEURS



- > 100 % fil acier inoxydable 18/10
- > Finition polissage électrolytique
- > Emplacement pour recevoir le couvercle
- > Adaptable sur rails ou chariots

Parfaitement adapté au dépôt de bac N.02 680 ou N.02 681.
Peut être également utilisé pour le dépôt de conteneurs et de leurs couvercles.



Référence	Dimensions hors tout
N.02 434 BAC PP	640 x 310 x 270

SAS S.I.C.A.H.

Domaine "Les Merisiers" - Lieu dit Les Merisiers - MONTRETOUT
77680 ST JEAN LES DEUX JUMENTS
Tél. : 01 60 01 20 51 - Fax : 01 60 01 21 31
Mail : sicah2@wanadoo.fr



RAILS MURAUX INOX



N.02 309

- > 100 % acier Inox 304 L
- > Finition polissage électrolytique
 - > Tube 18/10 30x20
 - > Équipés de crochets



Parfaitement adaptés afin de recevoir l'ensemble de la gamme accessoires

Références	Désignations	Nombre crochets	Écartement crochets
N.02 301	Rails muraux 700	2	350 mm
N.02 302	Rails muraux 900	2	410 mm
N.02 303	Rails muraux 1050	3	350 mm
N.02 304	Rails muraux 1300	3	410 mm
N.02 305	Rails muraux 900	4	215 mm
N.02 306	Rails muraux 1400	4	350 mm
N.02 307	Rails muraux 1600	4	410 mm
N.02 308	Rails muraux 1750	5	350 mm
N.02 309	Rails muraux 1300	6	215 mm
N.02 310	Rails muraux 1660	7	215 mm
N.02 311	Rails muraux 350	1	

SAS S.I.C.A.H.

Domaine "Les Merisiers" - Lieu dit Les Merisiers - MONTRETOUT

77660 ST JEAN LES DEUX JUMEAUX

Tél. : 01 60 01 20 51 - Fax : 01 60 01 21 31

Mail : sicah2@wanadoo.fr

CHARIOTS DE TRANSFERT

- 100 % acier inoxydable
- Finition polissage électrolytique
- Tube 25x25 cintré pour une hygiène optimale
 - Équipés de crochets
(pour recevoir l'ensemble de la gamme accessoires)
- 4 roulettes Ø 100 roulement billes inox dont 2 à frein



CHARIOTS SIMPLE FACE

Références	Niveaux crochets	Gamme	Dimensions hors tout
N.02 201	2	600	600 x 610 x 975
N.02 202	3	600	600 x 610 x 1385
N.02 203	4	600	600 x 610 x 1535
N.02 207	4	400*	400 x 610 x 1535

CHARIOTS DOUBLE FACE

Références	Niveaux crochets	Gamme	Dimensions hors tout
N.02 204	2	600	600 x 610 x 975
N.02 205	3	600	600 x 610 x 1385
N.02 206	4	600	600 x 610 x 1535
N.02 208	4	400*	400 x 610 x 1535

* Sur commande.

SAS S.I.C.A.H.

Domaine "Les Merisiers" - Lieu dit Les Merisiers - MONTRETOUT
77660 ST JEAN LES DEUX JUMEAUX

Tél. : 01 60 01 20 51 - Fax : 01 60 01 21 31

Mail : sicah2@wanadoo.fr



TABOURET VÉRINS GAZ



- > Hauteur réglable de 500 à 690 mm
- > Assise ergonomique en mousse PU haute densité
- > Décontaminable et résistant aux désinfectants de surface
- > Piètement 5 branches polyamides
 - > Roulettes Ø 50 mm



Référence

N.03 511A

Désignation

Tabouret vérins gaz

ESTRADES

- > 100 % Inox 18/10
- > Structure Inox soudé Argon, tube 40x40
 - > Facilement nettoyable
 - > Antistatique



Références

N.03 501

N.03 502

Dimensions
mm

600 x 400 x 150

400 x 400 x 150

SAS S.I.C.A.H.

Domaine "Les Merisiers" - Lieu dit Les Merisiers - MONTRETOUT

77660 ST JEAN LES DEUX JUMENTAUX

Tél. : 01 60 01 20 51 - Fax : 01 60 01 21 31

 Mail : sicah2@wanadoo.fr



TABLES D'INSTRUMENTATION

- > Structure Inox 18/10, tube 30x30
- > Plateau HPL* ou Inox grain 220
- > 4 roulettes antistatiques pivotantes
(Ø 100 dont 2 à freins)



* Résine phénolique, conforme à l'hygiène hospitalière.

Références HPL	Références Inox	Nombre plateaux	Dimensions mm
N.03 114	N.03 115	1	600 x 400 x 850
N.03 116	N.03 117	2	600 x 400 x 850
N.03 118	N.03 119	1	750 x 500 x 850
N.03 120	N.03 121	2	750 x 500 x 850
N.03 111	N.03 105	1	1000 x 600 x 850
N.03 108	N.03 102	2	1000 x 600 x 850
N.03 112	N.03 106	1	1200 x 600 x 850
N.03 109	N.03 103	2	1200 x 600 x 850

SAS S.I.C.A.H.

Domaine "Les Merisiers" - Lieu dit Les Merisiers - MONTRETOUT

77660 ST JEAN LES DEUX JUMEAUX

Tél. : 01 60 01 20 51 - Fax : 01 60 01 21 31

Mail : sicah2@wanadoo.fr



TABLES PONT

- > Structure Inox 18/10, tube 30x30
- > Plateau HPL* ou Inox grain 220
- > 4 roulettes antistatiques pivotantes
(Ø 100 dont 2 à freins)
- > Hauteur réglable : 90 à 130 cm



* Résine phénolique, conforme à l'hygiène hospitalière.

Référence HPL*	Référence Inox	Dimensions mm
N.03 202	N.03 303	1000 x 600

SAS S.I.C.A.H.

Domaine "Les Merisiers" - Lieu dit Les Merisiers - MONTRETOUT

77660 ST JEAN LES DEUX JUMEAUX

Tél. : 01 60 01 20 51 - Fax : 01 60 01 21 31

Mail : sicah2@wanadoo.fr



RAYONNAGE

RAYONNAGE



SAS S.I.C.A.H.

Domaine "Les Merisiers" - Lieu dit Les Merisiers - MONTRETOUT

77660 ST JEAN LES DEUX JUMENTS


Tél. : 01 60 01 20 51 - Fax : 01 60 01 21 31

Mail : sicah2@wanadoo.fr

RAYONNAGES


ÉCHELLES

Sur vérins - Profondeur 500




Hauteurs	1000	1700	2000
Niveaux	7	13	17
Epoxy blanc*	N.06 725V	N.06 724V	N.06 723V
Acier Inox 18/10	N.02 725V	N.02 724V	N.02 723V
Poids	3.9 Kg	7 Kg	8.8 Kg

Avec roulettes - Profondeur 500




Hauteurs	1000	1700
Niveaux	7	13
Epoxy blanc*	N.06 725R	N.06 724R
Acier Inox 18/10	N.02 725R	N.02 724R
Poids	7.2 Kg	9.2 Kg

Sur vérins - Profondeur 600



Hauteurs	1000	1700	2000
Niveaux	7	13	17
Epoxy blanc*	N.06 722V	N.06 721V	N.06 720V
Acier Inox 18/10	N.02 722V	N.02 721V	N.02 720V
Poids	4.5 Kg	7.9 Kg	10.2 Kg

Avec roulettes - Profondeur 600



Hauteurs	1000	1700
Niveaux	7	13
Epoxy blanc*	N.06 722R	N.06 721R
Acier Inox 18/10	N.02 722R	N.02 721R
Poids	3.9 Kg	7 Kg

ENTRETOISES

2 entretoises pour éléments de base seuls H1000 ; pour éléments d'extension en ligne H1000, H1700, H2000.
3 entretoises pour éléments de base seuls H1700, H2000 ; pour éléments mobiles H1000, H1700.
Pas d'entretoises pour éléments d'extension d'angle.



Type	800	1000	1300	1500
Dimensions	800 mm	1000 mm	1300 mm	1500 mm
Epoxy blanc*	N.06 740	N.06 741	N.06 742	N.06 743
Acier Inox 18/10	N.02 740	N.02 741	N.02 742	N.02 743
Poids	0.7 Kg	0.9 Kg	1.2 Kg	1.2 Kg

MODULES SOUS PAILLASSE

5 niveaux - Avec ou sans roulettes



Hauteurs/profondeurs	600 x 500		600 x 600	
Roulettes	Sans	Avec	Sans	Avec
Epoxy blanc*	N.06 790V	N.06 790R	N.06 791V	N.06 791R
Acier Inox 18/10	N.02 790V	N.02 790R	N.02 791V	N.02 791R
Poids	3.7 Kg	4.8 Kg	4 Kg	5.4 Kg

SAS S.I.C.A.H.


Domaine "Les Merisiers" - Lieu dit Les Merisiers - MONTRETOUT
77660 ST JEAN LES DEUX JUMENTAUX

ÉTAGÈRES FIL



Types/dimensions	500 x 800	500 x 1000	500 x 1300	500 x 1500	600 x 800	600 x 1000	600 x 1300	600 x 1500
Dimensions utiles	445 x 800	445 x 1000	445 x 1300	445 x 1500	545 x 800	545 x 1000	545 x 1300	545 x 1500
Epoxy blanc*	N.06 754	N.06 755	N.06 756	N.06 757	N.06 750	N.06 751	N.06 752	N.06 753
Acier Inox 18/10	N.02 754	N.02 755	N.02 756	N.02 757	N.02 750	N.02 751	N.02 752	N.02 753
Poids	3 Kg	3.7 Kg	4.9 Kg	5.6 Kg	3.6 Kg	4.5 Kg	5.8 Kg	6.7 Kg

ÉTAGÈRES TÔLE & CADRES SUPPORT



Types/dimensions	500 x 800	500 x 1000	500 x 1300	500 x 1500	600 x 800	600 x 1000	600 x 1300	600 x 1500
Dimensions utiles	445 x 800	445 x 1000	445 x 1300	445 x 1500	545 x 800	545 x 1000	545 x 1300	545 x 1500
Cadres support	N.02 710CS	N.06 711CS	N.06 712CS	N.06 713CS	N.06 714CS	N.06 715CS	N.06 716CS	N.06 717CS
Étagère tôle	N.02 710ET	N.02 711ET	N.02 712ET	N.02 713ET	N.02 714ET	N.02 715ET	N.02 716ET	N.02 717ET
Poids total	- Kg	- Kg	- Kg	- Kg	- Kg	- Kg	- Kg	- Kg

ÉTAGÈRES RÉSINE HPL



Types/dimensions	500 x 800	500 x 1000	500 x 1300	500 x 1500	600 x 800	600 x 1000	600 x 1300	600 x 1500
Dimensions utiles	445 x 800	445 x 1000	445 x 1300	445 x 1500	545 x 800	545 x 1000	545 x 1300	545 x 1500
Étagère résine HPL	N.01 900	N.01 901	N.01 902	N.01 903	N.01 904	N.01 905	N.01 906	N.01 907
Poids	- Kg	- Kg	- Kg	- Kg	- Kg	- Kg	- Kg	- Kg

ÉTAGÈRES TÔLE AUTOPORTEUSES

Ces étagères ne nécessitent pas le cadre support.
Charge admissible : 120 kg.



Types/dimensions	500 x 800	500 x 1000	500 x 1300	500 x 1500	600 x 800	600 x 1000	600 x 1300	600 x 1500
Dimensions utiles	445 x 800	445 x 1000	445 x 1300	445 x 1500	545 x 800	545 x 1000	545 x 1300	545 x 1500
Acier Inox 18/10	N.02 785	N.02 786	N.02 787	N.02 788	N.02 781	N.02 782	N.02 783	N.02 784
Poids	- Kg	- Kg	- Kg	- Kg	- Kg	- Kg	- Kg	- Kg

Tél. : 01 60 01 20 51 - Fax : 01 60 01 21 31

Mail : sicah2@wanadoo.fr

www.sicah.com

* Sur commande


RAYONNAGES & EXTENSIONS

ÉLÉMENTS DE BASE

Hauteur 1700

&


Hauteur 2000



Élément de base H1700 :

Comprenant :

- 2 échelles H1700
- 4 étagères fil
- 3 entretoises



Élément de base H2000 :

Comprenant :

- 2 échelles H2000
- 5 étagères fil
- 3 entretoises

Types	500x800	500x1000	500x1300	500x1500	600x800	600x1000	600x1300	600x1500
Références H1700	N.02 7001	N.02 7002	N.02 7003	N.02 7004	N.02 7005	N.02 7006	N.02 7007	N.02 7008
Références H2000	N.02 7009	N.02 7010	N.02 7011	N.02 7012	N.02 7013	N.02 7014	N.02 7015	N.02 7016
Dimensions Hors tous	510x700	510x1000	510x1300	510x1500	610x700	610x1000	610x1300	610x1500
Dimension utiles	445x700	445x1000	445x1300	445x1500	545x700	545x1000	545x1300	545x1500

ÉLÉMENTS D'EXTENSION EN LIGNE

Hauteur 1700

&

Hauteur 2000



Exemple pour une composition en ligne avec 2 élément H1700 :

Comprenant :

- + 1 élément de base H1700
- + 1 échelle H1700
- + 4 étagères fil
- + 1 entretoise



Exemple pour une composition en ligne avec 2 élément H2000 :

Comprenant :

- + 1 élément de base H2000
- + 1 échelle H2000
- + 5 étagères fil
- + 1 entretoise

Références H1700	N.02 7001EL	N.02 7002EL	N.02 7003EL	N.02 7004EL	N.02 7005EL	N.02 7006EL
Références H2000	N.02 7009EL	N.02 7010EL	N.02 7011EL	N.02 7012EL	N.02 7013EL	N.02 7014EL
Dimensions Hors tous	510x810	510x1010	510x1310	610x810	610x1010	610x1310

ÉLÉMENTS D'EXTENSION D'ANGLE

Hauteur 1700

&

Hauteur 2000



Exemple pour une composition en angle avec 2 élément H1700 :

Comprenant :

- + 1 élément de base H1700
- + 1 échelle H1700
- + 4 étagères fil
- + 4 jeux de jonction de coins



Exemple pour une composition en angle avec 2 élément H2000 :

Comprenant :

- + 1 élément de base H2000
- + 1 échelle H2000
- + 5 étagères fil
- + 5 jeux de jonction de coins

Références H1700	N.02 7001EA	N.02 7002EA	N.02 7003EA	N.02 7004EA	N.02 7005EA	N.02 7006EA
Références H2000	N.02 7009EA	N.02 7010EA	N.02 7011EA	N.02 7012EA	N.02 7013EA	N.02 7014EA
Dimensions Hors tous	510x810	510x1010	510x1310	610x810	610x1010	610x1310

CHARGES ADMISSIBLES

JUSQU'À 1000 KG /M²

	Éléments de base		Éléments d'extension en ligne		Éléments d'extension d'angle	
	Charge totale	Par étagère	Charge totale	Par étagère	Charge totale	Par étagère
H1700	800 Kg/m²	200 Kg/m²	800 Kg/m²	200 Kg/m²	800 Kg/m²	200 Kg/m²
H2000	1000 Kg/m²	200 Kg/m²	1000 Kg/m²	200 Kg/m²	500 Kg/m²	100 Kg/m²

SAS S.I.C.A.H.

Domaine "Les Merisiers" - Lieu dit Les Merisiers - MONTRETOU
77660 ST JEAN LES DEUX JUMEAUX

Tél. : 01 60 01 20 51 - Fax : 01 60 01 21 31

Mail : sicah2@wanadoo.fr